



Los primeros minutos tras una parada cardiorespiratoria SON VITALES

Un masaje cardíaco eficiente aumenta el porcentaje de supervivencia del paciente y evita daños a largo plazo o secuelas.

Pero dar un masaje cardíaco eficiente es un gran reto para la mayoría de gente.

Cualquier persona puede hacer una RCP efectiva y de calidad con

Angel Cardiac

sin tener conocimientos previos



¿Dónde colocar las manos?

¿Que presión debemos realizar?

¿Con que frecuencia tenemos que comprimir?

Son las preguntas que se hace una persona en el momento de tener que realizar una RCP

Angel Cardiac

resuelve todas estas inseguridades para que cualquier persona pueda realizar un masaje cardíaco eficiente ante una situación crítica.

- Sin electricidad ni batería
- Está siempre en estado de alerta preparado para usar. No necesita mantenimiento.
- Facilita el masaje cardíaco
- Un clic especial señala la presión perfecta de 41 kg. Permite al socorrista aplicar la presión y el ritmo correcto para hacer 120 compresiones por minuto y con una profundidad de 5 cm.
- El diseño específico garantiza su posicionamiento correcto en el pecho del paciente, y evita cualquier tipo de lesión. Dispone de una esponja especial que absorbe el sudor del paciente, crea un contacto suave con su pecho y evita que se desplacen las manos del reanimador.

